



T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Tel: 0 288 214 55 47
E-mail: ileriteknoloji@klu.edu.tr

TERMAL ANALİZ TALEP FORMU

Analizi Talep Eden Kişi: Telefon /faks/e-mail : Kurum (Özel Sektör/Üniversite): Tarih: Projeden Ödenecekse Proje Numarası: İmza:	Numune Tanıma Kodu: <u>Numune Bilgileri</u> Molekül Ağırlığı: Kapalı Formülü: Erime Noktası: Isıtma/ Soğutma Hızı: Sıcaklık Aralığı: Açık Formülü: İstenilen Termal Analiz Tekniği <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">1. DSC</td><td></td></tr><tr><td>2. TGA</td><td></td></tr><tr><td>3. DTA</td><td></td></tr></table> Numune Hakkında Detaylı Bilgiler: (Numune zehirli veya sağlığa zararlı ise belirtiniz.)	1. DSC		2. TGA		3. DTA	
1. DSC							
2. TGA							
3. DTA							

KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAK

Laboratuvar Kayıt Numarası	Geliş Tarihi	Analiz Tarihi	Analiz Tutarı

Analizi Yapan: (isim/imza)	Onay: (isim/imza)
-------------------------------	----------------------

Analiz ücretinin yatırılacağı banka hesap numarası :

- Termogravimetrik-Diferansiyel Termal Analiz (TG/DTA) Numune Kabul Kriterleri
- Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde İTUAM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
- Analiz sonunda geri istenilen numunelerin en geç 1 ay içinde alınması gerekmektedir.
- Kağıt paket veya alüminyum folyo içinde getirilecek/gönderilecek numuneler kabul edilmeyecektir.
- Numunelerin İTUAM'a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.

- Numunelerin özelliđi bozulmadan uygun kořullarda laboratuvara ulařtırılmalıdır.
- Numunelerin özel saklama řartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formu'nda ilgili bölümde belirtilmelidir.
- Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler plastik kaplarda, cam řiřelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ađzı kapalı olarak teslim edilmelidir. Numune kapları kontamine olmamıř bir řekilde ve kontaminasyona yol açmayacak řekilde olmalıdır.
- Daha önce bařka amaçlarda kullanılmıř ve yıpranmıř ambalajlarda getirilen numuneler kabul edilmez.
- Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuř olabileceğinden kabul edilmez.
- Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01'den bařlanarak kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece numune kodu belirtilecektir.
- Termal analiz için numuneler toz, granül, film veya parçalar halinde getirilebilir.
- Numuneler 10 mg'dan az olmamalıdır.
- Aynı numune için farklı analiz talepleri olduğunda her analiz için numuneler ayrı ayrı teslim edilmelidir.
- Deney Raporu teslim edildikten sonra talep edilen analizle ilgili tüm istekler ek ücrete tabidir.
- Numunelere bađlı olarak numune kaplarında oluřan kirlilikten dolayı numune kaplarının ücretleri tahsil edilecektir.